



ゴア® ドライシール フレックス
イントロデューサシース

GORE® DRYSEAL Flex
Introducer Sheath

ADVANCING CARE THROUGH ACCESS

様々な解剖へ追従するための
柔軟性と耐キンク性を備えた設計




Together, improving life

ゴア® ドライシール フレックス イントロデューサースの特長



- 失血を抑えたまま、複数本のガイドワイヤーやカテーテルを挿入することが可能です。
- 止血状態を維持するために、手技中にバルブを操作する必要がありません。
- 柔軟性と抗キンク性の向上を意図したデザインです。
- 親水性コーティングによりシースの潤滑性を有します。



品 番	シースサイズ* (Fr)	外径*,† (mm)	有効長* (cm)	作業長* (cm)	親水性 コーティング長* (cm)	ダイレクタ長* (cm)
DSF1865†	18	6.7	64	65	60	77
DSF2065†	20	7.5	64	65	60	77.5
DSF2265†	22	8.2	64	65	60	78
DSF2465†	24	8.8	64	65	60	78.7
DSF2665†	26	9.5	64	65	60	79.5

* 公称値

† 有効長部の径を示す

‡ 特注品番：詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。

販売名：ゴア®ドライシール フレックス イントロデューサース 承認番号：22800BZX00461000

ゴア、GORE、Together, improving life および記載のデザイン (ロゴ) は、W. L. Gore & Associates の商標です。

© 2022 W. L. Gore & Associates, Inc. / 日本ゴア合同会社 22674825-JA AUGUST 2022

「添文ナビ」アプリで
電子添文を
ご参照ください



製造元 W. L. Gore & Associates, Inc.

製造販売元 **日本ゴア合同会社**
メディカル・プロダクツ・ディビジョン

〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル
T 03 6746 2560 F 03 6746 2561 gore.co.jp

Together, improving life

