

ゴアテックス® 心臓修復用パッチ

GORE-TEX®

Cardiovascular Patch



PERFORMANCE THROUGH EXPERIENCE

世界で40年以上の販売実績

主な適用用途

- 心房中隔欠損症 (ASD)
- 心室中隔欠損症 (VSD)
- ファロー四徴症 (TOF)
- 心室瘤 (心室補強)
- 心室中隔穿孔 (VSP)

規格

| 品番 | 厚さ (mm) | サイズ (mm) |
|----------|---------|-----------|
| PC-0460 | 0.4 | 60 × 30 |
| PC-0490 | | 90 × 20 |
| PC-0675 | 0.6 | 75 × 50 |
| PC-06150 | | 150 × 100 |
| PC-0875 | 0.8 | 75 × 50 |
| PC-08150 | | 150 × 100 |

Together, improving life



生体適合性


100% ePTFE 素材からなり、生体適合性を有します。速やかな組織の浸潤を許し、周辺組織と結合するよう設計されています。

トリミングが容易


裂けやほつれが少なく、自由にトリミングできるように設計されており、さまざまなサイズや形状でご使用いただけます。

柔軟性と追従性


100% ePTFE の多孔質構造からなるシート材で、強度および柔軟性・追従性を有するよう設計されています。



イメージ図



心臓修復用パッチの表面電子顕微鏡写真



染色組織標本

販売名：ゴアテックス®EPTFEパッチII 承認番号：16000BZY00180000 一般的名称：合成心血管パッチ
ゴア、GORE、ゴアテックス、GORE-TEX、Together, improving lifeおよび記載のデザイン（ロゴ）は、W. L. Gore & Associatesの商標です。
© 2024 W. L. Gore & Associates, Inc. / 日本ゴア合同会社 24GP3001-JA01 MAY 2024

「添文ナビ」アプリで
電子添文を
ご参照ください



製造元 W. L. Gore & Associates, Inc.

製造販売元 **日本ゴア合同会社**
メディカル・プロダクツ・ディビジョン

〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル
T 03 6746 2560 F 03 6746 2561 goremedical.com/jp

