

Dans la continuité
du principe de
PERFORMANCE



Famille de dispositifs
GORE® EXCLUDER®





Technologie
ePTFE
*best-in-class**

Résultats
éprouvés

Des décennies
d'expérience
concrète

Plus de
20 ANNÉES
d'expérience en EVAR

* exceptionnelle

La famille de dispositifs GORE® EXCLUDER® permet une grande diversité d'utilisations conformes aux indications pour les patients nécessitant une EVAR

Endoprothèse GORE® EXCLUDER® Conformable AAA avec Système ACTIVE CONTROL

Conformabilité contrôlée pour les collets aortiques à anatomie difficile

- Une innovation reposant sur un héritage fiable et auquel vous pouvez faire confiance

Endoprothèse GORE® EXCLUDER® AAA avec système de pose C3®

Un choix reconnu pour le traitement standard de l'AAA

- Plus de 350 000 patients traités[†] dans le monde
- Sécurité, efficacité et durabilité démontrées

Endoprothèse de bifurcation iliaque GORE® EXCLUDER®*

Les recommandations des Sociétés Savantes Internationales préconisent de préserver le flux hypogastrique pour maintenir la qualité de vie du patient



* L'utilisation de l'endoprothèse de bifurcation iliaque GORE® EXCLUDER® est indiquée avec l'endoprothèse GORE® EXCLUDER® Conformable AAA avec Système ACTIVE CONTROL et l'endoprothèse GORE® EXCLUDER® AAA.

† D'après le nombre de troncs-jambages ipsilatéraux distribués.

Endoprothèse GORE® EXCLUDER® Comformal

Conformabilité contrôlée
pour les anatomies
complexes



Les médecins disposent désormais d'une solution d'EVAR conçue pour traiter les patients présentant :


- Un collet aortique court
- Un collet aortique fortement angulé
- Un collet aortique de petit diamètre

ble AAA avec Système ACTIVE CONTROL*

Système ACTIVE CONTROL


Endoprothèse Conformable

- Contribue à atteindre une apposition optimale à la paroi aortique
- S'adapte étroitement à l'anatomie pour maximiser l'étanchéité




Positionnement affiné du dispositif

- Le manchon secondaire sur le corps du tronc permet un repositionnement pour un placement optimal



Utilisation optionnelle de l'angulation

- Facilite le placement orthogonal pour optimiser l'étanchéité dans le chenal circulant
- Le déploiement contrôlé permet d'affiner l'angulation à deux étapes différentes



Résumé de sélection du produit

Angle du collet	Longueur du collet	Diamètre
$\leq 60^\circ$	≥ 10 mm	16 à 32 mm
$> 60^\circ$ et $\leq 90^\circ$	≥ 15 mm	16 à 32 mm

Endoprothèse GORE® EXCLUDER® AAA avec s

Performances démontrées. Résultats sûrs.


L'endoprothèse EVAR la plus étudiée*,
permettant d'obtenir des résultats durables
et fournissant une étanchéité infrarénale
optimale et des résultats fiables.



système de pose C3[®]

Système de pose GORE[®] C3[®]

- Repositionnable pour une étanchéité optimale
- Capacité exceptionnelle de re-contrainte de l'extrémité proximale et de repositionnement, pour un placement idéal
- Plus d'opportunités pour maximiser l'étanchéité infrarénale



Résumé de sélection du produit

Angle du collet

Longueur du collet

Diamètre

$\leq 60^\circ$

≥ 15 mm

19 à 32 mm

Répond à la plupart des besoins des patients en matière d'anévrisme de l'aorte abdominale

* D'après les essais cliniques, les registres et l'utilisation décrite sur site.

Endoprothèse de bifurcation iliaque GORE® E


**Préserver la circulation.
Faire progresser les soins.**

Perméabilité[†], conformabilité et durabilité¹ élevées



Système tout-en-un facile à utiliser

- Moignon iliaque interne pré-canulé
- À profil bas (16 Fr)
- Déploiement avec possibilité de repositionnement pour assurer une mise en place précise



Résumé de sélection du produit

Préserve le flux sanguin conformément aux recommandations des Sociétés Savantes

Recommandations SVS 2018²

- Niveau de recommandation : 1
- Qualité de la preuve : A

L'utilisation de l'endoprothèse de bifurcation iliaque GORE® EXCLUDER® autorisée par la FDA est fortement recommandée chez les patients dont l'anatomie est adaptée afin de maintenir la perfusion.

Mesures recommandées ESVS 2019³

- Niveau de recommandation : 1
- Qualité de la preuve : B


La disponibilité d'endoprothèses de bifurcation iliaque permet de préserver le flux de l'AII dans la plupart des cas.

* L'utilisation de l'endoprothèse de bifurcation iliaque GORE® EXCLUDER® est indiquée avec l'endoprothèse GORE® EXCLUDER® Comformable AAA avec Système ACTIVE CONTROL et l'endoprothèse GORE® EXCLUDER® AAA.


† D'après les essais cliniques, les registres et l'utilisation décrite sur site.

Endoprothèse GORE® EXCLUDER® AAA avec système de pose C3®


Endoprothèse de l'extension aortique et endoprothèse tronc-jambage ipsilatéral



Endoprothèse jambage controlatéral




Système d'endoprothèse de bifurcation iliaque GORE® EXCLUDER®




Endoprothèse GORE® EXCLUDER® Confortable AAA avec Système ACTIVE CONTROL


Endoprothèse de l'extension aortique et endoprothèse tronc-jambage ipsilatéral



Endoprothèse jambage controlatéral



Endoprothèse de l'extension iliaque



Toutes les endoprothèses jambage controlatéral de large diamètre (16 / 18 / 20 / 23 / 27 mm) peuvent être utilisées comme extensions iliaques.

L'endoprothèse jambage controlatéral de taille 27 mm x 10 cm ne dispose pas du marqueur radio-opaque situé à 6 cm de l'extrémité distale.

Les tailles classiques des extensions iliaques (10, 12, 14,5 mm) ne sont pas compatibles avec les endoprothèses jambage controlatéral de large diamètre (16, 18, 20, 23, 27 mm).

En tant que fabricant de la famille de dispositifs GORE® EXCLUDER®, Gore apporte un soutien inébranlable aux médecins et aux patients.

Collaboration et intégrité — Depuis plus de 40 ans, nous soutenons et travaillons avec des médecins spécialisés dans les traitements vasculaires.

En savoir plus sur goremedical.com/eu

Références

1. Schneider D. B. Three-year U.S. results of GORE® EXCLUDER® Iliac Branched Endograft. Présenté au 45e symposium annuel sur les problèmes, techniques et perspectives vasculaires et endovasculaires (VEITHsymposium) ; 13-17 novembre 2018 ; New York, NY.
2. Chaikof EL, Dalman RL, Eskandari MK, et al. The Society for Vascular Surgery practice guidelines on the care of patients with an abdominal aortic aneurysm. *Journal of Vascular Surgery* 2018;67(1):2-77.e2.
3. Wanhainen A, et al., European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2019 Clinical Practice Guidelines on the Management of Abdominal Aorto-iliac Artery Aneurysms. *Eur J Vasc Endovasc Surg* (2019) 57, 8-93.

L'endoprothèse GORE® EXCLUDER® AAA est un dispositif médical de classe III, fabriqué par W. L. Gore & Associates, Inc et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié BSI N° 2797. Elle est destinée au traitement endovasculaire des anévrismes de l'aorte abdominale. L'endoprothèse GORE® EXCLUDER® AAA est prise en charge par les organismes français d'assurance maladie. Lire attentivement toutes les instructions figurant sur la notice ou l'étiquetage remis au professionnel.

L'endoprothèse de bifurcation iliaque GORE® EXCLUDER® est un dispositif médical de classe III, fabriqué par W. L. Gore & Associates, Inc et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié BSI N° 2797. Elle est destinée au traitement endovasculaire des anévrismes de l'artère iliaque commune ou des anévrismes aorto-iliaques. L'endoprothèse de bifurcation iliaque GORE® EXCLUDER® est prise en charge par les organismes français d'assurance maladie sous certaines conditions. Lire attentivement toutes les instructions figurant sur la notice ou l'étiquetage remis au professionnel.

L'endoprothèse GORE® EXCLUDER® Comformable AAA avec Système ACTIVE CONTROL est un dispositif médical de classe III, fabriqué par W. L. Gore & Associates, Inc et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié BSI N° 2797. Elle est destinée au traitement endovasculaire des anévrismes de l'aorte abdominale. L'endoprothèse GORE® EXCLUDER® Comformable AAA avec Système ACTIVE CONTROL est prise en charge par les organismes français d'assurance maladie. Lire attentivement toutes les instructions figurant sur la notice ou l'étiquetage remis au professionnel.

 Consulter les
Instructions d'utilisation
eifu.goremedical.com

Se référer aux *instructions d'utilisation* disponibles sur le site eifu.goremedical.com pour une description complète de toutes les indications, mises en garde, précautions et contre-indications applicables aux marchés où ce produit est disponible. Rx Only

Les produits cités peuvent être indisponibles sur certains marchés.

GORE, ACTIVE CONTROL, C3, EXCLUDER et les logos sont des marques déposées de W. L. Gore & Associates.
© 2020, 2021 W. L. Gore & Associates GmbH 21137422-FR MAI 2021



W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.
Flagstaff, AZ 86004

+65 67332882 (Asie Pacifique)
1800 680 424 (Australie / Nouvelle-Zélande)
00800 6334 4673 (Europe)
800 437 8181 (États-Unis)
928 779 2771 (États-Unis)

goremedical.com