

Faire évoluer les soins grâce à un accès facilité

Une nouvelle référence en matière de flexibilité pour traiter les anatomies difficiles.




12 Fr x 45 cm

DÉSORMAIS DISPONIBLE pour une utilisation avec
l'endoprothèse de bifurcation iliaque GORE® EXCLUDER®




DRYSEAL

FLEX
INTRODUCER SHEATH



Facilité de pose
Réduction des pertes de sang
Prise en charge de plus de patients
Confiance totale

Le revêtement hydrophile et la plus grande flexibilité offrent un accès optimisé aux anatomies difficiles et aux artères périphériques.




- Association d'une flexibilité renforcée et d'une résistance à la torsion
- Excellente lubrification de l'introducteur conçue pour diminuer les adhérences du revêtement.



La valve DrySeal unique permet d'introduire plusieurs dispositifs, en maintenant l'hémostase.

- Faire passer simultanément plusieurs guides et cathéters au travers de la valve tout en limitant au maximum les saignements.
- Faciliter l'hémostase en limitant les manipulations de la valve pendant la procédure.



Le profil optimisé et les nouvelles configurations offrent des options de pose adaptées à des anatomies extrêmement variées.


- Épaisseur réduite de la paroi de l'introducteur pour augmenter le diamètre interne et diminuer le diamètre externe.
- Longueurs utiles supplémentaires de 33, 45 et 65 cm pour prendre en charge plus de patients.



Conçu pour être utilisé avec votre gamme de produits endovasculaires.

- Configuration 12 Fr x 45 cm conçue et testée spécifiquement avec l'endoprothèse de bifurcation iliaque GORE® EXCLUDER®.

L'introducteur GORE® DrySeal Flex avec revêtement hydrophile comprend un introducteur équipé d'une valve DrySeal intégrée, un dilatateur et une seringue de gonflage de la valve de 2,5 ml.



| RÉFÉRENCE | CONFIGURATION | | DI MINIMUM DE L'INTRO- DUCTEUR (mm) | DE NOMINAL DU CORPS (mm) | LONGUEUR EFFECTIVE DE L'INTRO- DUCTEUR (cm) | LONGUEUR UTILE DE L'INTRO- DUCTEUR (cm) | LONGUEUR DE L'ASSEMBLAGE (cm) | LONGUEUR DU DILATATEUR (cm) |
|-----------|-------------------------------|------------------|--|--------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|
| | INTRODUCTEUR DIAMÈTRE (Fr) | LONGUEUR (cm) | | | | | | |
| DSF1233 | 12 | 33 | 4,0 | 4,7 | 32 | 33 | 39 | 42,9 |
| DSF1245 | 12 | 45 | 4,0 | 4,7 | 44 | 45 | 51 | 55,1 |
| DSF1433 | 14 | 33 | 4,7 | 5,3 | 32 | 33 | 39 | 43,7 |
| DSF1533 | 15 | 33 | 5,0 | 5,6 | 32 | 33 | 39 | 43,9 |
| DSF1633 | 16 | 33 | 5,3 | 6,1 | 32 | 33 | 39 | 44,2 |
| DSF1833 | 18 | 33 | 6,0 | 6,7 | 32 | 33 | 39 | 45,0 |
| DSF2033 | 20 | 33 | 6,7 | 7,5 | 32 | 33 | 39 | 45,5 |
| DSF2065 | 20 | 65 | 6,7 | 7,5 | 64 | 65 | 71 | 77,5 |
| DSF2233 | 22 | 33 | 7,3 | 8,2 | 32 | 33 | 39 | 46,2 |
| DSF2265 | 22 | 65 | 7,3 | 8,2 | 64 | 65 | 71 | 78,0 |
| DSF2433 | 24 | 33 | 8,0 | 8,8 | 32 | 33 | 39 | 46,7 |
| DSF2465 | 24 | 65 | 8,0 | 8,8 | 64 | 65 | 71 | 78,7 |
| DSF2633 | 26 | 33 | 8,7 | 9,5 | 32 | 33 | 39 | 47,5 |
| DSF2665 | 26 | 65 | 8,7 | 9,5 | 64 | 65 | 71 | 79,5 |

L'introducteur GORE® DrySeal Flex avec revêtement hydrophile est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par W. L. Gore & Associates, Inc et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié LNE/G-MED CE 0459. Il est destiné à être inséré dans le système vasculaire pour servir de conduit lors de l'insertion de dispositifs endovasculaires tout en minimisant la perte de sang associée à de telles insertions. Lire attentivement toutes les instructions figurant sur la notice ou l'étiquetage remis au professionnel.

 Consult Instructions for Use

Les produits cités peuvent être indisponibles sur certains marchés.

GORE®, EXCLUDER® et les logos sont des marques déposées de W. L. Gore & Associates.
© 2017 W. L. Gore & Associates GmbH AV0496-FR1 JANVIER 2017



W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.
Flagstaff, AZ 86004

+65.67332882 (Asie pacifique)
00800.6334.4673 (Europe)
800.437.8181 (États-Unis d'Amérique)
928.779.2771 (États-Unis d'Amérique)

goremmedical.com