

ゴア® カーディオフォーム ASD オクルーダー

GORE® CARDIOFORM

ASD Occluder



規格一覧

品番	デバイスサイズ (最大ディスク外径)	カテーテルサイズ	サイジングバルーンによる ストップフロー法で測定した 欠損孔の大きさ
ASD27J	27 mm	10 Fr	8–15 mm
ASD32J	32 mm	10 Fr	13–20 mm
ASD37J	37 mm	11 Fr	18–25 mm
ASD44J	44 mm	12 Fr	23–30 mm
ASD48J	48 mm	14 Fr	28–35 mm

すべてのデバイスの有効長は80 cmです。

販売名：ゴア® カーディオフォーム ASD オクルーダー 承認番号：30300BZX00165000 一般的名称：人工心臓用補綴材

ゴア、GORE、カーディオフォーム、CARDIOFORMおよび記載のデザイン(ロゴ)は、W. L. Gore & Associates の商標です。© 2021 W. L. Gore & Associates, Inc. / 日本ゴア合同会社 2162138-JA JUNE 2021

製造元 W. L. Gore & Associates, Inc.

製造販売元 **日本ゴア合同会社**
メディカル・プロダクツ・ディビジョン

〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル
T 03 6746 2560 F 03 6746 2561 gore.co.jp

