

ゴア® カーディオフォーム セプタルオクレーダー

GORE® CARDIOFORM  
Septal Occluder



## 規格一覧

品番	デバイスサイズ (最大ディスク外径)	カテーテルサイズ*	推奨される最大欠損孔の大きさ†
GSX0020J	20 mm	10 Fr	11 mm
GSX0025J	25 mm	10 Fr	14 mm
GSX0030J	30 mm	10 Fr	17 mm

すべてのカテーテル有効長は 75 cm です。

\* ガイドワイヤーを使用する場合は12 Frのイントロドューサシース

† サイジングバルーンによるストップフロー法で測定

販売名:ゴア® カーディオフォーム セプタルオクレーダー 承認番号: 30400BZX00110000  
ゴア、GORE、カーディオフォーム、CARDIOFORM および記載のデザイン(ロゴ)は、W. L. Gore & Associates の商標です。  
© 2022 W. L. Gore & Associates, Inc. / 日本ゴア合同会社 22635570-JA JUNE 2022

「添文ナビ」アプリで  
電子添文を  
ご参照ください



製造元 W. L. Gore & Associates, Inc.

製造販売元 **日本ゴア合同会社**  
メディカル・プロダクツ・ディビジョン

〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル  
T 03 6746 2560 F 03 6746 2561 gore.co.jp

