

ゴア® TAG®

コンフォーマブル 胸部大動脈ステントグラフト
アクティブコントロールシステム

GORE® TAG®

Conformable Thoracic Stent Graft
with ACTIVE CONTROL System

CONTROLLED. CONFORMABLE. PREDICTABLE.

コンフォーマビリティと的確な留置を
新たなレベルへと導くコントロール機能



Together, improving life



臨床的に評価されたステントグラフトのコンフォーマビリティをさらに引き出すデリバリーシステムが複雑な解剖における的確な展開、血管壁への密着性をサポートします。

品番	対象血管内径(mm)	ステントグラフト直径(mm)	ステントグラフト長(cm)	推奨シースサイズ(Fr)	中枢側パーシャルアンカバーステント長(mm)
TGM212110J	16-19.5	21	10	18	3
TGM212115J*	16-19.5	21	15	18	3
TGM262110J	19.5-24(中枢側)/16-19.5(末梢側)	26(中枢側)/21(末梢側)	10	20	4
TGM262610J	19.5-24	26	10	20	4
TGM262615J	19.5-24	26	15	20	4
TGM262620J	19.5-24	26	20	20	4
TGM282810J	22-26	28	10	20	4
TGM282815J	22-26	28	15	20	4
TGM282820J	22-26	28	20	20	4
TGMR312610J	24-29(中枢側)/19.5-24(末梢側)	31(中枢側)/26(末梢側)	10	20	4
TGMR313110J	24-29	31	10	20	4
TGMR313115J	24-29	31	15	20	4
TGMR313120J	24-29	31	20	20	4
TGM343410J	27-32	34	10	22	5
TGM343415J	27-32	34	15	22	5
TGM343420J	27-32	34	20	22	5
TGMR373710J	29-34	37	10	22	5
TGMR373715J	29-34	37	15	22	5
TGMR373720J	29-34	37	20	22	5
TGMR404010J	31-37	40	10	22	6
TGMR404015J	31-37	40	15	22	6
TGMR404020J	31-37	40	20	22	6
TGM454510J	34-42	45	10	24	6.5
TGM454515J	34-42	45	15	24	6.5
TGM454520J	34-42	45	20	24	6.5

* 特注品番：詳しくは弊社営業担当者へお問い合わせください。

販売名：ゴア®CTAG胸部大動脈ステントグラフトシステム 承認番号：22500BZX00427000
 ゴア、GORE、Together, improving life、TAG、ACTIVE CONTROL および記載のデザイン(ロゴ)は、W. L. Gore & Associates の商標です。
 © 2022 W. L. Gore & Associates, Inc. / 日本ゴア合同会社 22427913-JA MARCH 2022

「添文ナビ」アプリで
 電子添付文書を
 ご参照ください



製造元 W. L. Gore & Associates, Inc.

製造販売元 **日本ゴア合同会社**
 メディカル・プロダクツ・ディビジョン

〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル
 T 03 6746 2560 F 03 6746 2561 gore.co.jp

