

GORE® TAG®

Conformable Thoracic Stent Graft with ACTIVE CONTROL System

デバイスセレクションフォーム (オーダーシート)



患者 ID : _____

施設名 : _____

実施医名 : _____

手術予定日 : _____ / _____ / _____

性別 : 男 女 年齢 : _____

記入日 : _____ / _____ / _____

適用となるデバイスの導入部位 : 右側 左側 腸骨動脈 大腿動脈 腎動脈下大動脈 コンデュイットの使用

治療オプション1

留置するデバイス(中樞から末梢) 留置の順番 (1, 2 など)

治療オプション2

留置するデバイス(中樞から末梢) 留置の順番 (1, 2 など)

適用となる大動脈の径 (mm)	推奨されるステントグラフト直径 (mm)	ステントグラフト長 (cm)
16 - 19.5	21	10, 15*
19.5 - 24	26	10, 15, 20
22 - 26	28	10, 15, 20
24 - 29	31	10, 15, 20
27 - 32	34	10, 15, 20
29 - 34	37	10, 15, 20
31 - 37	40	10, 15, 20
34 - 42	45	10, 15, 20
19.5 - 24 / 16 - 19.5	26 × 21	10
24 - 29 / 19.5 - 24	31 × 26	10
27 - 32 / 22 - 26	34 × 28	15
29 - 34 / 24 - 29	37 × 31	15
31 - 37 / 27 - 32	40 × 34	15
34 - 42 / 29 - 34	45 × 37	15

ゴア® TAG® コンフォーマブル 胸部大動脈ステントグラフト アクティブコントロールシステム

規格 (mm × cm)	数量	品番	規格 (mm × cm)	数量	品番	規格 (mm × cm)	数量	品番
21 × 10		TGM212110J	21 × 15		TGM212115J*			
26 × 21 × 10 テーパー		TGM262110J						
26 × 10		TGM262610J	26 × 15		TGM262615J	26 × 20		TGM262620J
31 × 26 × 10 テーパー		TGMR312610J						
28 × 10		TGM282810J	28 × 15		TGM282815J	28 × 20		TGM282820J
31 × 10		TGMR313110J	31 × 15		TGMR313115J	31 × 20		TGMR313120J
			34 × 28 × 15 テーパー		TGM342815J			
34 × 10		TGM343410J	34 × 15		TGM343415J	34 × 20		TGM343420J
			37 × 31 × 15 テーパー		TGMR373115J			
37 × 10		TGMR373710J	37 × 15		TGMR373715J	37 × 20		TGMR373720J
			40 × 34 × 15 テーパー		TGM403415J			
40 × 10		TGMR404010J	40 × 15		TGMR404015J	40 × 20		TGMR404020J
			45 × 37 × 15 テーパー		TGM453715J			
45 × 10		TGM454510J	45 × 15		TGM454515J	45 × 20		TGM454520J

*特注品番: 詳しくは弊社営業担当者へお問い合わせください。

ゴア® ドライシール フレックス イントロデューサシース

規格 (mm表示はシース外径*)	ステントグラフト 中樞径 (mm)	シース 作業長 (cm)	数量	品番
18 Fr (6.7 mm)	21	33		DSF1833
18 Fr (6.7 mm)	21	65		DSF1865
20 Fr (7.5 mm)	26-31	33		DSF2033
20 Fr (7.5 mm)	26-31	65		DSF2065
22 Fr (8.2 mm)	34-40	33		DSF2233
22 Fr (8.2 mm)	34-40	65		DSF2265
24 Fr (8.8 mm)	45	33		DSF2433
24 Fr (8.8 mm)	45	65		DSF2465

+ 公称値

ゴア® トリローブ バルーンカテーテルII

規格	数量	品番
対象血管径 16 - 32 mm		BCM1634J
対象血管径 26 - 42 mm		BCL2645J

販売名: ゴア® C TAG 胸部大動脈ステントグラフトシステム 承認番号: 22500BZX00427000 一般的名称: 大動脈用ステントグラフト

販売名: ゴア® ドライシール フレックス イントロデューサシース 承認番号: 22800BZX00461000 一般的名称: 心臓用カテーテルイントロデューサシース

販売名: ゴア® トリローブバルーンカテーテルII 承認番号: 22200BZX00729000 一般的名称: 中心循環系血管処置用チューブ及びカテーテル

ゴア, GORE, アクティブコントロール, ACTIVE CONTROL, TAG および記載のデザイン(ロゴ)は, W. L. Gore & Associates の商標です。

© 2024 W. L. Gore & Associates, Inc. / 日本ゴア合同会社 24AR3037-JA01 DECEMBER 2024

製造元 W. L. Gore & Associates, Inc.

製造販売元 日本ゴア合同会社
メディカル・プロダクツ・ディビジョン〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル
T 03 6746 2560 F 03 6746 2561 goremedical.com/jp