



患者 ID : _____

施設名 : _____

実施医名 : _____

手術予定日 : _____ / _____ / _____

性別 : 男 女 年齢 : _____

記入日 : _____ / _____ / _____

適用となるデバイスの導入部位 : 右側 左側 腸骨動脈 大腿動脈 腎動脈下大動脈 コンデュイットの使用

治療オプション1

留置するデバイス(中樞から末梢)	留置の順番 (1, 2 など)

治療オプション2

留置するデバイス(中樞から末梢)	留置の順番 (1, 2 など)

適用となる大動脈の径 (mm)	推奨されるステントグラフト直径 (mm)	ステントグラフト長 (cm)
16 – 19.5	21	10, 15*
19.5 – 24	26	10, 15, 20
22 – 26	28	10, 15, 20
24 – 29	31	10, 15, 20
27 – 32	34	10, 15, 20
29 – 34	37	10, 15, 20
31 – 37	40	10, 15, 20
34 – 42	45	10, 15, 20
19.5 – 24 / 16 – 19.5	26 × 21	10
24 – 29 / 19.5 – 24	31 × 26	10
27 – 32 / 22 – 26	34 × 28	15
29 – 34 / 24 – 29	37 × 31	15
31 – 37 / 27 – 32	40 × 34	15
34 – 42 / 29 – 34	45 × 37	15

ゴア® TAG® コンフォーマブル 胸部大動脈ステントグラフト アクティブコントロールシステム

規格 (mm×cm)	数量	品番	規格 (mm×cm)	数量	品番	規格 (mm×cm)	数量	品番
21 × 10		TGM212110J	21 × 15		TGM212115J*			
26 × 21 × 10 テーパー		TGM262110J						
26 × 10		TGM262610J	26 × 15		TGM262615J	26 × 20		TGM262620J
31 × 26 × 10 テーパー		TGMR312610J						
28 × 10		TGM282810J	28 × 15		TGM282815J	28 × 20		TGM282820J
31 × 10		TGMR313110J	31 × 15		TGMR313115J	31 × 20		TGMR313120J
			34 × 28 × 15 テーパー		TGM342815J			
34 × 10		TGM343410J	34 × 15		TGM343415J	34 × 20		TGM343420J
			37 × 31 × 15 テーパー		TGMR373115J			
37 × 10		TGMR373710J	37 × 15		TGMR373715J	37 × 20		TGMR373720J
			40 × 34 × 15 テーパー		TGMR403415J			
40 × 10		TGMR404010J	40 × 15		TGMR404015J	40 × 20		TGMR404020J
			45 × 37 × 15 テーパー		TGM453715J			
45 × 10		TGM454510J	45 × 15		TGM454515J	45 × 20		TGM454520J

*特注品番：詳しくは弊社営業担当者へお問い合わせください。

ゴア®ドライシール フレックス イントロデュースサシース

規格 (mm表示はシース外径*)	ステントグラフト 中樞径 (mm)	シース 作業長 (cm)	数量	品番
18 Fr (6.7 mm)	21	33		DSF1833
18 Fr (6.7 mm)	21	65		DSF1865
20 Fr (7.5 mm)	26–31	33		DSF2033
20 Fr (7.5 mm)	26–31	65		DSF2065
22 Fr (8.2 mm)	34–40	33		DSF2233
22 Fr (8.2 mm)	34–40	65		DSF2265
24 Fr (8.8 mm)	45	33		DSF2433
24 Fr (8.8 mm)	45	65		DSF2465

+ 公称値

ゴア® トリローブ バルーンカテーテルII

規格	数量	品番
対象血管径 16 – 32 mm		BCM1634J
対象血管径 26 – 42 mm		BCL2645J

販売名: ゴア®CTAG胸部大動脈ステントグラフトシステム 承認番号: 22500BZX00427000 一般的名称: 大動脈用ステントグラフト

販売名: ゴア®ドライシール フレックス イントロデュースサシース 承認番号: 22800BZX00461000 一般的名称: 心臓用カテーテルイントロデュースキット

販売名: ゴア®トリローブバルーンカテーテルII 承認番号: 22200BZX00729000 一般的名称: 中心循環系血管処置用チューブ及びカテーテル

ゴア, GORE, アクティブコントロール, ACTIVE CONTROL, TAG および記載のデザイン(ロゴ)は, W. L. Gore & Associates の商標です。

© 2025 W. L. Gore & Associates, Inc. / 日本ゴア合同会社 24AR3037-JA02 APRIL 2025

製造元 W. L. Gore & Associates, Inc.

製造販売元 **日本ゴア合同会社**
メディカル・プロダクツ・ディビジョン

〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル
T 03 6746 2560 F 03 6746 2561 goremedical.com/jp