



ゴア® バイアバーン® スtentグラフト

GORE® VIABAHN®

Endoprosthesis
with Heparin Bioactive Surface

CONFIGURATIONS



新適応追加

浅大腿動脈における
stent内再狭窄

Together, improving life

品番	ステント グラフト径 (mm)	ステント グラフト長 (cm)	推奨 血管径* (mm)	後拡張用 バルーン 推奨径 (mm)	シャフト 最大外径 (Fr)	適合 ガイドワイヤー径 (inch)	用途		
							浅大腿動脈 狭窄・閉塞 ステント内再狭窄	血管 損傷†	人工血管内 シャント 吻合部狭窄
JHJR050202J	5	2.5	4.0–4.7	5	6	0.018 / 0.014	●	●	
JHJR050502J	5	5	4.0–4.7	5	6	0.018 / 0.014	●	●	
JHJR051002J‡	5	10	4.0–4.7	5	6	0.018 / 0.014	●	●	
JHJR051502J‡	5	15	4.0–4.7	5	6	0.018 / 0.014	●	●	
JHJR052502J	5	25	4.0–4.7	5	6	0.018 / 0.014	●		
JHJR060202J	6	2.5	4.8–5.5	6	6	0.018 / 0.014	●	●	●
JHJR060502J	6	5	4.8–5.5	6	6	0.018 / 0.014	●	●	●
JHJR060702J	6	7.5	4.8–5.5	6	6	0.018 / 0.014			●
JHJR061002J	6	10	4.8–5.5	6	6	0.018 / 0.014	●	●	●
JHJR061502J	6	15	4.8–5.5	6	6	0.018 / 0.014	●	●	
JHJR062502J	6	25	4.8–5.5	6	6	0.018 / 0.014	●		
JHJR070202J	7	2.5	5.6–6.5	7	7	0.018 / 0.014	●	●	●
JHJR070502J	7	5	5.6–6.5	7	7	0.018 / 0.014	●	●	●
JHJR070702J	7	7.5	5.6–6.5	7	7	0.018 / 0.014			●
JHJR071002J	7	10	5.6–6.5	7	7	0.018 / 0.014	●	●	●
JHJR071502J	7	15	5.6–6.5	7	7	0.018 / 0.014	●	●	
JHJR072502J	7	25	5.6–6.5	7	7	0.018 / 0.014	●		
JHJR080202J	8	2.5	6.6–7.5	8	7	0.018 / 0.014	●	●	●
JHJR080502J	8	5	6.6–7.5	8	7	0.018 / 0.014	●	●	●
JHJR081002J	8	10	6.6–7.5	8	7	0.018 / 0.014	●	●	●
JHJR081502J	8	15	6.6–7.5	8	7	0.018 / 0.014	●	●	
JHJR082502J‡	8	25	6.6–7.5	8	7	0.018 / 0.014	●		
JHHR090502J	9	5	7.6–8.5	9	8	0.035		●	
JHHR091002J	9	10	7.6–8.5	9	8	0.035		●	
JHHR100502J	10	5	8.6–9.5	10	8	0.035		●	
JHHR101002J	10	10	8.6–9.5	10	8	0.035		●	
JHHR110502J	11	5	9.6–10.5	12 [§]	10	0.035		●	
JHHR111002J	11	10	9.6–10.5	12 [§]	10	0.035		●	
JHHR130502J	13	5	10.6–12.0	14 [§]	10	0.035		●	
JHHR131002J	13	10	10.6–12.0	14 [§]	10	0.035		●	

※カテーテル有効長120 cm

* ゴア® バイアバーン® ステントグラフトは5–20%のオーバーサイズで使用するよう設計されています。

† 胸部・腹部・骨盤内の動脈（大動脈、冠動脈、腕頭動脈、頸動脈、椎骨動脈および肺動脈を除く）

‡ 特注品番：詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。

§ 11 mm、13 mm径デバイスへの8 atmを超える後拡張を行わないでください。

販売名：ゴア® バイアバーン® ステントグラフト 承認番号：22800BZX00070000 一般的名称：ヘパリン使用中心循環系ステントグラフト
 ゴア、GORE、Together, improving life、バイアバーン、VIABAHNおよび記載のデザイン（ロゴ）は、W. L. Gore & Associatesの商標です。
 © 2024 W. L. Gore & Associates, Inc. / 日本ゴア合同会社 24PL3036-JA01 OCTOBER 2024

「添文ナビ」アプリで
電子添付文書を
ご参照ください



製造元 W. L. Gore & Associates, Inc.

製造販売元 **日本ゴア合同会社**
メディカル・プロダクツ・ディビジョン

〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル
T 03 6746 2560 F 03 6746 2561 goremedical.com/jp

