

# GORE-TEX® SUTURE: O FECHAMENTO PERFEITO PARA SEUS PROCEDIMENTOS VASCULARES

		Tamanho do fio:			CV-8	CV-7	CV-6	CV-5
		Tamanho aprox. segundo a USP:			7-0	6-0	5-0	4-0
Agulhas duplas	Código da agulha	Referência da agulha JOHNSON & JOHNSON® ETHICON®	Referência da agulha MEDTRONIC SYNETURE	Comprimento do fio	Código do produto			
Circular 3/8 com ponta cônica ⊖		TTC-9	BV-1, BV175-8	CV-1, CVF-1, MV-175-8	30" – 76 cm	8M02K	7M02K	<b>6M02K</b>
		TTC-12	BV	CV-11, CVF	30" – 76 cm		7M12K	<b>6M10K</b>
		TTC-13	C-1	CV-11, CVF-11	30" – 76 cm 36" – 91 cm	8M04K	7M06K	<b>5M02K</b> <b>5N02K</b>
Circular 1/2 com ponta cônica ⊖		THc-13	RB-2	CV-22, CVF-22	30" – 76 cm		6N04K 6M12K	<b>5M12K</b>

Os códigos de produto em negrito indicam proporção 1:1 entre agulha e fio para minimizar o sangramento pelo orifício da sutura.

JOHNSON & JOHNSON e ETHICON são marcas registradas da Johnson & Johnson Company.  
MEDTRONIC e SYNETURE são marcas registradas da Medtronic, Inc.

## GORE-TEX® Suturas comumente solicitadas

Tamanho do fio	Comprimento do fio (cm)	Agulhas com ponta cônica	Código do produto
<b>Aorto-bifemoral distal</b>			
CV-5	76	THc-13	<b>5M12K</b>
	76	THc-13	<b>5M02K</b>
CV-6	76	TTc-12	<b>6M10K</b>
<b>Fêmoro-poplíteia proximal</b>			
CV-5	91	TTc-13	<b>5N02K</b>
CV-6	76	TTc-9	<b>6M0K</b>
CV-6	76	TTc-12	<b>6M10K</b>
<b>Fêmoro-poplíteia distal</b>			
CV-6	76	TTc-9	<b>6M02K</b>

Tamanho do fio	Comprimento do fio (cm)	Agulhas com ponta cônica	Código do produto
<b>Endarterectomia carotídea</b>			
CV-6	76	TTc-9	<b>6M02K</b>
<b>Axilo-femoral</b>			
CV-5	91	TTc-13	<b>5N02K</b>
	76	TTc-9	<b>6M02K</b>
CV-6	76	TTc-12	<b>6M10K</b>
<b>Enxerto de acesso AV</b>			
CV-6	61/76	TTc-9	<b>6M02K</b>
	61/76	TTc-12	<b>6M10K</b>
CV-7	61/76	TTc-9	<b>7M02K</b>

Os códigos de produto em negrito indicam proporção 1:1 entre agulha e fio para minimizar o sangramento pelo orifício da sutura.

Para obter uma lista completa das suturas GORE-TEX® disponíveis, visite [goremedical.com/products/suture](http://goremedical.com/products/suture)



Consult Instructions  
for Use  
[eifu.goremedical.com](http://eifu.goremedical.com)

Consulte as *Instruções de uso* em [eifu.goremedical.com](http://eifu.goremedical.com) para obter uma descrição completa de todas as indicações, avisos, precauções e contraindicações aplicáveis para os mercados nos quais esse produto está disponível.  $\text{Rx}$  only

Os produtos listados podem não estar disponíveis em todos os mercados.

JOHNSON & JOHNSON e ETHICON são marcas registradas da Johnson & Johnson Company. MEDTRONIC e SYNETURE são marcas registradas da Medtronic, Inc.

GORE, GORE-TEX, *Together, improving life* e designs são marcas registradas da W. L. Gore & Associates.

© 2021 W. L. Gore & Associates, Inc. 21148829-PT OUTUBRO 2021

Nome Comercial: GORE-TEX® Suture

Número do Registro na ANVISA: 80067930012

W. L. Gore & Associates, Inc.  
[goremedical.com](http://goremedical.com)

Asia Pacific +65 67332882 Australia/New Zealand 1800 680 424 Europe 00800 6334 4673  
United States Flagstaff, AZ 86004 800 437 8181 928 779 2771

