



## ► CONFIGURAÇÕES DO ENXERTO

**GORE**  
**PROPATEN®**  
VASCULAR GRAFT

## Configurações dos Enxertos Vasculares GORE® PROPATEN

| CÓDIGO DO PRODUTO | DIÂMETRO INTERNO (mm) | COMPRIMENTO DA SEÇÃO COM ANÉIS (cm) | COMPRIMENTO PADRÃO (cm) |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| HT060040K         | 6                     | N/A                                 | 40                      |
| HT070080K         | 7                     | N/A                                 | 80                      |
| HT080080K         | 8                     | N/A                                 | 80                      |
| HT066070K         | 6                     | 60                                  | 70                      |
| HT066080K         | 6                     | 60                                  | 80                      |
| HT076080K         | 7                     | 60                                  | 80                      |
| HT087080K         | 8                     | 70                                  | 80                      |
| H050060K          | 5                     | N/A                                 | 60                      |
| H060040K          | 6                     | N/A                                 | 40                      |
| H060060K          | 6                     | N/A                                 | 60                      |
| H060080K          | 6                     | N/A                                 | 80                      |
| H080060K          | 8                     | N/A                                 | 60                      |
| H470045K          | 4 – 7                 | N/A                                 | 45                      |
| H470080K          | 4 – 7                 | N/A                                 | 80                      |

## GORE-TEX® Suturas comumente solicitadas

| CÓDIGO DO PRODUTO            | TAMANHO DO FIO | AGULHAS | COMPRIMENTO DO FIO (cm) |
|------------------------------|----------------|---------|-------------------------|
| <b>ANASTOMOSES PROXIMAIS</b> |                |         |                         |
| 5N02K                        | CV-5           | TTc-13  | 91                      |
| 6M10K                        | CV-6           | TTc-12  | 76                      |
| 6M02K                        |                | TTc-9   | 79                      |
| <b>ANASTOMOSES DISTAIS</b>   |                |         |                         |
| 6M02K                        | CV-6           | TTc-9   | 76                      |
| 7M02K                        | CV-7           | TTc-9   | 76                      |
| 8M02K                        | CV8            | TTc-9   | 76                      |

*Os números em negrito indicam proporção 1:1 entre agulha e fio para minimizar o sangramento no orifício da sutura*



**W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.**

Flagstaff, AZ 86004

+65.67332882 (Asia Pacific)

00800.6334.4673 (Europe)

800.437.8181 (United States)

928.779.2771 (United States)

**[goremedical.com](http://goremedical.com)**

 Consult Instructions  
for Use  
**[eifu.goremedical.com](http://eifu.goremedical.com)**

Os produtos listados podem não estar disponíveis em todos os mercados.

GORE, GORE-TEX, PROPATEN e os designs são marcas comerciais da W. L. Gore & Associates.  
© 2021 W. L. Gore & Associates, Inc. 21149058-PT OUTUBRO 2021

Nome comercial: GORE-TEX® Suture

Número do registro na ANVISA: 80067930012

Nome comercial: GORE® PROPATEN® Enxertos Vasculares

Número do registro na ANVISA: 80067930025