

GORE-TEX® SUTURE: O FECHAMENTO PERFEITO PARA SEUS PROCEDIMENTOS VASCULARES

		Tamanho do fio:		CV-8	CV-7	CV-6	CV-5	
		Tamanho aprox. segundo a USP:		7-0	6-0	5-0	4-0	
	Agulhas duplas	Código da agulha	Referência da agulha JOHNSON & JOHNSON® ETHICON®	Referência da agulha MEDTRONIC SYNETURE	Comprimento do fio	Código do produto		
Circular 3/8 com ponta cônica ⊖		TTc-9	BV-1, BV175-8	CV-1, CVF-1, MV-175-8	30" – 76 cm	8M02K	7M02K	6M02K
		TTc-12	BV	CV-11, CVF	30" – 76 cm		7M12K	6M10K
		TTc-13	C-1	CV-11, CVF-11	30" – 76 cm 36" – 91 cm	8M04K	7M06K	5M02K 5N02K
Circular 1/2 com ponta cônica ⊖		THc-13	RB-2	CV-22, CVF-22	30" – 76 cm		6M12K	5M12K

Os códigos de produto em negrito indicam proporção 1:1 entre agulha e fio para minimizar o sangramento pelo orifício da sutura.

JOHNSON & JOHNSON e ETHICON são marcas registradas da Johnson & Johnson Company.
MEDTRONIC e SYNETURE são marcas registradas da Medtronic, Inc.

GORE-TEX® Suturas comumente solicitadas

Tamanho do fio	Comprimento do fio (cm)	Agulhas com ponta cônica	Código do produto
Aorto-bifemoral distal			
CV-5	76	THc-13	5M12K
	76	THc-13	5M02K
CV-6	76	TTc-12	6M10K
Fêmoro-poplíteo proximal			
CV-5	91	TTc-13	5N02K
CV-6	76	TTc-9	6M0K
CV-6	76	TTc-12	6M10K
Fêmoro-poplíteo distal			
CV-6	76	TTc-9	6M02K

Tamanho do fio	Comprimento do fio (cm)	Agulhas com ponta cônica	Código do produto
Endarterectomia carotídea			
CV-6	76	TTc-9	6M02K
Axilo-femoral			
CV-5	91	TTc-13	5N02K
	76	TTc-9	6M02K
CV-6	76	TTc-12	6M10K
Enxerto de acesso AV			
CV-6	61/76	TTc-9	6M02K
	61/76	TTc-12	6M10K
CV-7	61/76	TTc-9	7M02K

Os códigos de produto em negrito indicam proporção 1:1 entre agulha e fio para minimizar o sangramento pelo orifício da sutura.

Para obter uma lista completa das suturas GORE-TEX® disponíveis, visite goremedical.com/products/suture



Consult Instructions
for Use
eifu.goremedical.com

Consulte as *Instruções de uso* em eifu.goremedical.com para obter uma descrição completa de todas as indicações, avisos, precauções e contraindicações aplicáveis para os mercados nos quais esse produto está disponível. **Rx only**

Os produtos listados podem não estar disponíveis em todos os mercados.

JOHNSON & JOHNSON e ETHICON são marcas registradas da Johnson & Johnson Company. MEDTRONIC e SYNETURE são marcas registradas da Medtronic, Inc.

GORE, GORE-TEX, *Together, improving life* e designs são marcas registradas da W. L. Gore & Associates.

© 2021 W. L. Gore & Associates, Inc. 21148829-PT OUTUBRO 2021

Nome Comercial: GORE-TEX® Suture

Número do Registro na ANVISA: 80067930012

W. L. Gore & Associates, Inc.
goremedical.com

Asia Pacific +65 67332882 Australia/New Zealand 1800 680 424 Europe 00800 6334 4673
United States Flagstaff, AZ 86004 800 437 8181 928 779 2771

