



► CONFIGURAÇÕES DO ENXERTO

Configurações dos Enxertos Vasculares GORE® PROPATEN

CÓDIGO DO PRODUTO	DIÂMETRO INTERNO (mm)	COMPRIMENTO DA SEÇÃO COM ANÉIS (cm)	COMPRIMENTO PADRÃO (cm)
HT060040K	6	N/A	40
HT070080K	7	N/A	80
HT080080K	8	N/A	80
HT066070K	6	60	70
HT066080K	6	60	80
HT076080K	7	60	80
HT087080K	8	70	80
H050060K	5	N/A	60
H060040K	6	N/A	40
H060060K	6	N/A	60
H060080K	6	N/A	80
H080060K	8	N/A	60
H470045K	4 – 7	N/A	45
H470080K	4 – 7	N/A	80

 GORE-TEX® Sutures comumente solicitadas

CÓDIGO DO PRODUTO	TAMANHO DO FIO	AGULHAS	COMPRIMENTO DO FIO (cm)
ANASTOMOSES PROXIMAIS			
5N02K	CV-5	TTc-13	91
6M10K	CV-6	TTc-12	76
6M02K		TTc-9	79
ANASTOMOSES DISTAIS			
6M02K	CV-6	TTc-9	76
7M02K	CV-7	TTc-9	76
8M02K	CV8	TTc-9	76

Os números em negrito indicam proporção 1:1 entre agulha e fio para minimizar o sangramento no orifício da sutura



W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.

Flagstaff, AZ 86004

+65.67332882 (Asia Pacific)

00800.6334.4673 (Europe)

800.437.8181 (United States)

928.779.2771 (United States)

goremedical.com

 Consult Instructions
for Use
eifu.goremedical.com

Os produtos listados podem não estar disponíveis em todos os mercados.

GORE, GORE-TEX, PROPATEN e os designs são marcas comerciais da W. L. Gore & Associates.
© 2021 W. L. Gore & Associates, Inc. 21149058-PT OUTUBRO 2021

Nome comercial: GORE-TEX® Suture

Número do registro na ANVISA: 80067930012

Nome comercial: GORE® PROPATEN® Enxertos Vasculares

Número do registro na ANVISA: 80067930025