



GORE® VIABAHN® VBX 球囊扩张血管内覆膜支架

型号列表



目录编号	支架标示/ 标称直径 (mm)	后扩张最大支架 直径 (mm)*	未释放状态下 支架长度 (mm)	输送系统长 度 (cm)	导丝直径	导引鞘尺寸 (Fr)
BXA051502W	5	8	15	135	0.035 英寸	7
BXA051902W	5	8	19	135	0.035 英寸	7
BXA052902W	5	8	29	135	0.035 英寸	7
BXA053902W	5	8	39	135	0.035 英寸	7
BXA055902W	5	8	59	135	0.035 英寸	7
BXA057902W	5	8	79	135	0.035 英寸	7
BXA061502W	6	8	15	135	0.035 英寸	7
BXA061902W	6	8	19	135	0.035 英寸	7
BXA062902W	6	8	29	135	0.035 英寸	7
BXA063902W	6	8	39	135	0.035 英寸	7
BXA065902W	6	8	59	135	0.035 英寸	7
BXA067902W	6	8	79	135	0.035 英寸	7
BXA071502W	7	11	15	135	0.035 英寸	7
BXA071902W	7	11	19	135	0.035 英寸	7
BXA072902W	7	11	29	135	0.035 英寸	7
BXA073902W	7	11	39	135	0.035 英寸	7
BXA075902W	7	11	59	135	0.035 英寸	7
BXA077902W	7	11	79	135	0.035 英寸	7
BXA082902W	8	11	29	135	0.035 英寸	7
BXA083902W	8	11	39	135	0.035 英寸	7
BXA085902W	8	11	59	135	0.035 英寸	7
BXA087902W	8	11	79	135	0.035 英寸	8
BXA092902W	9	13	29	135	0.035 英寸	8
BXA093902W	9	13	39	135	0.035 英寸	8
BXA095902W	9	13	59	135	0.035 英寸	8
BXA097902W	9	13	79	135	0.035 英寸	8
BXA102902W	10	13	29	135	0.035 英寸	8
BXA103902W	10	13	39	135	0.035 英寸	8
BXA105902W	10	13	59	135	0.035 英寸	8
BXA107902W	10	13	79	135	0.035 英寸	8
BXA112902W	11	16 [†]	29	135	0.035 英寸	8
BXA113902W	11	16 [†]	39	135	0.035 英寸	8
BXA115902W	11	16 [†]	59	135	0.035 英寸	8
BXA117902W	11	16 [†]	79	135	0.035 英寸	8
BXAL082902W	8	16 [†]	29	135	0.035 英寸	7
BXAL083902W	8	16 [†]	39	135	0.035 英寸	7
BXAL085902W	8	16 [†]	59	135	0.035 英寸	8
BXAL087902W	8	16 [†]	79	135	0.035 英寸	8

* 将支架后扩张至超出其标称释放直径所需的二级球囊（包装内不包含二级球囊）。

† 通过针对指定用途的体外测试确定的器械技术限值；Gore VBX FLEX 临床研究没有验证器械扩张超过 13 mm 的情况。

请参阅使用说明书，以获取该产品销售市场的所有适用的适应症、警告、注意事项和禁忌症的完整说明。^{Rx Only}

所列产品可能并非在所有市场中都有销售。

GORE、VBX、VIABAHN 及设计图案是 W. L. Gore & Associates 的商标。
© 2021 W. L. Gore & Associates, Inc. 21400494-SZ 2022 年 1 月



W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.
Flagstaff, AZ 86004

+65 67332882 (亚太)
1800 680 424 (澳大利亚/新西兰) 0800 6334 4673 (欧洲)
800 437 8181 (美国) 928 779 2771 (美国)

goremedical.com