



VBX STENT GRAFT COM PERFIL MAIS BAIXO

A mesma endoprótese com desempenho comprovado, agora com maior versatilidade.

Um perfil de implantação mais baixo permite uma redução de 1 Fr na maioria dos tamanhos.

Diâmetro nominal/rotulado do stent (mm)	Comprimento do stent (mm)	Perfil legado (Fr)	Perfil atual (Fr)
5	15/19/29/39/59/79	7	6
6	15/19/29/39/59/79	7	6
7	15/19/29/39/59/79	7	6
8	29/39/59	7	7
8	79	8	7
8L	29/39	7	7
8L	59/79	8	8
9	29/39/59/79	8	7
10	29/39/59/79	8	8
11	29/39/59/79	8	8

AGORA
compatível com

6Fr

MAIOR
VERSATILIDADE

Todas as configurações estão disponíveis em comprimentos de cateter de 135 cm *over-the-wire* de 0,035"

A endoprótese expansível por balão **mais comprida** agora é compatível com 6 Fr

e ainda oferece a **mais ampla** faixa de ajustabilidade de diâmetro.¹⁻³

Diâmetro nominal / rotulado do stent (mm)	Diâmetro máximo pós-dilatação do stent ^a (mm)
5	8
6	8
7	11
8	11
8L	16 ^b
9	13
10	13
11	16 ^b

ATÉ
79 mm
de comprimento¹⁻³



Todas as configurações estão disponíveis em comprimentos de cateter de 135 cm *over-the-wire* de 0,035".

- a. É necessário um balão secundário para pós-dilatação do stent além de seu diâmetro nominal de implantação (balão secundário não incluído).
- b. Limite técnico do dispositivo, conforme determinado por testes *in vitro* para o uso indicado; a expansão do dispositivo além de 13 mm não foi estudada como parte do Estudo Clínico Gore VBX FLEX. Consulte as *Instruções de Uso*.

Referências

1. GORE® VIABAHN® VBX Balloon Expandable Endoprosthesis *Instructions for Use*. W. L. Gore & Associates Inc. Acesso em 27 de abril de 2026. <https://eifu.goremedical.com/>
2. LIFESTREAM® Balloon Expandable Vascular Covered Stent [*Instructions for Use*]. Tempe, AZ: Bard Peripheral Vascular, Inc; 2019. BAW1345700 Rev. 5 06/19
3. iCast covered stent system [*Instructions for Use*]. Merrimack, NH: Atrium Medical Corporation; 2023. AW009603-EN Rev 11.



Consulte as Instruções de Uso
eifu.goremedical.com

Consulte nas *Instruções de Uso* no Web site eifu.goremedical.com uma descrição completa de todas as indicações, advertências, precauções e contraindicações aplicáveis aos mercados onde este produto está disponível. ^{Rx} Only

Nome comercial: GORE® VIABAHN® VBX Balloon Expandable Endoprosthesis. Número do registro na ANVISA: 80067930049.

Os produtos mencionados podem não estar disponíveis em todos os mercados.

© 2026 W. L. Gore & Associates, Inc. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais mencionadas são marcas registradas de um membro do grupo de empresas afiliadas da Gore ou de seus respectivos proprietários. A marca e os designs "Together, improving life" são marcas registradas de uma empresa do grupo Gore. 26PL1144-PT01 AGOSTO DE 2026 MAT-1024-1

W. L. Gore & Associates, Inc.
goremedical.com

Ásia-Pacífico +65 67332882 Austrália/Nova Zelândia 1800 680 424 Europa 00800 6334 4673
Estados Unidos Flagstaff, AZ 86004 800 437 8181 928 779 2771

