
Together, improving life



ゴア TIPS セット

GORE TIPS Set

DESIGNED TO DELIVER


正確なデリバリーのために

TIPSでの使用を意図して設計された
経頸静脈肝内門脈
アクセスセット


TIPS: Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt

ゴア TIPS ニードル


人間工学に基づいたハンドルにより、グリップ性とニードルのコントロール性が向上するよう設計されています。




方向インジケータにより、本品の準備および挿入時にコンポーネントのアライメントを確認できます。







ニードルステータスバンドにより、ニードル先端が保護されていることを確認できます。



硬質な16ゲージニードルにより、適切にトルクコントロールできるようデザインされています。



鋭利な針先により、正確な穿刺操作を実現するよう設計されています。


ゴア® TIPS シース

インターロック機能により、ダイレータハブと10 Frイントロデューサシースを固定した状態で前進することができます。




テーパー型の透明ハブにより、アクセススリーブ、デバイスおよびデリバリーカテーテルを目視することができます。








方向インジケータにより、本品の準備および挿入時にコンポーネントのアライメントを確認できます。



ゴア TIPS セットはゴア® TIPS シースおよびゴア TIPS ニードルから構成されています。



ゴア TIPS ニードルは、強度の高い硬質な16ゲージステンレススチール製中空針と10 Frガイディングカテーテルで構成されています。



ゴア® TIPS シースは、止血バルブを有する柔軟な10 Frイントロデューサシースと10 Frダイレータで構成されています。

構成内容

ゴア TIPS セット

品番	ゴア TIPS セット コンポーネント	サイズ	作業長 (cm) [a]	ガイドワイヤー径 (inch)
TSET1016	ニードル	16 G	56	≤ 0.035
	ガイディングカテーテル	10 Fr	49	
	イントロデューサシース	10 Fr	40	
	ダイレータ	10 Fr	47	

a. 公称値

「添文ナビ」アプリで添付文書をご参照ください。

販売名: ゴア TIPS セット
承認番号: 30700BZX00118000
一般的名称: 経頸静脈肝内門脈アクセスセット

販売名: ゴア® VIATORR® TIPSステントグラフト コントロールエクスパンション
承認番号: 30700BZX00210000
一般的名称: 門脈肝静脈用シャント

本資料は医療関係者向けです。それ以外の方への再配布はご遠慮ください。全ての禁忌、警告、使用上の注意および有害事象に関する詳細は電子化された添付文書（電子添文）を必ずご参照ください。

© 2025 W. L. Gore & Associates, Inc. / 日本ゴア合同会社　無断転載・複製を禁じます。記載の商標は、Goreグループの関連会社または各権利者の商標です。
*"Together, improving life"*および記載のデザイン（ロゴ）は、Goreの商標です。　25PL3042-JA01　DECEMBER 2025

製造元　W. L. Gore & Associates, Inc.

製造販売元　**日本ゴア合同会社**
メディカル・プロダクツ・ディビジョン

〒108-0075 東京都港区港南 1-8-15 Wビル
T 03 6746 2560　**F** 03 6746 2561　goremedical.com/jp